


Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Tff3 Para Wb, If-P, Elisa - Q07654

Número de artículo: CM0019824



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFF3 de alta calidad validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con el TFF3 humano, un factor clave para la reparación de las mucosas. Ideal para investigación gastrointestinal y de enfermedad inflamatoria intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7033
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-94 del TFF3 humano (NP_003217.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q07654
Peso de la proteína	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo