

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tfpi Para Wb, Elisa - P10646

Número de artículo: CM0010722



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el TFPI humano (inhibidor de la vía del factor tisular), validado para WB y ELISA. Esencial para la investigación de la coagulación y el desarrollo de ensayos diagnósticos. - P10646

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TFPI
Observaciones/alias	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Especie	Humana
GeneID (humano)	7035
GeneID	7035
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-304 del TFPI humano (P10646).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P10646
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo