

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tfpi Para Wb Y Elisa - P10646

Número de artículo: CM0013602



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFPI para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Utilizado en estudios del inhibidor de la vía del factor tisular en investigaciones sobre hemostasia y trombosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | TFPI pAb de conejo                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 7035                                                                                                                                 |
| GeneID              | 7035                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-224 del TFPI humano (NP_001027452.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P10646                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 35 kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |