

Anticuerpo Policlonal Anti-Tfpi2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48307

Número de artículo: CM0025847



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFPI2 humano (PP5, TFPI-2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Útil para estudios sobre coagulación, remodelación de matriz e inhibición de proteasas de serina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFPI2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP5, REF1, TFPI-2
Especie	Humano
ID de Gen	7980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-235 del TFPI2 humano (NP_006519.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48307
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo