

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tgf Beta 1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01137

Número de artículo: CM0010908



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TGF beta 1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce las proteínas humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la señalización de TGF-beta, el desarrollo y la función inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra TGF beta 1
Observaciones/alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
Especie	Humana
GeneID (humano)	7040
GeneID	7040
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 279-390 de TGF beta 1 humano (NP_000651.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P01137
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo