

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tgf Beta 1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P01137

Número de artículo: CM0006967



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra TGF beta 1. Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Respaldado por UniProt P01137.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] TGF beta 1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7040
GeneID	7040
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01137
Peso de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo