

Anticuerpo Policlonal Anti-Tgf Beta 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01137

Número de artículo: CM0021655



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TGF beta 1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta la proproteína y las formas maduras. Ideal para estudiar la señalización TGF-beta, la regulación inmune y la TEM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGF beta 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7040
GeneID	7040
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 291-390 del TGF beta 1 humano (NP_000651.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano,Ratón,Rata
SWISS	P01137
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo