


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor I De Tgf Beta (Tgfbr1) Para Wb Y Elisa - P36897

Número de artículo: CM0007177



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el receptor tipo 1 de TGF-beta humano (TGFB1/ALK5), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de TGF-beta, la biología del cáncer y la investigación de fibrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TGF beta Receptor I (TGFB1) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBR1; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGF beta Receptor I (TGFB1)
Especie	
GeneID (humano)	7046
GeneID	7046
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del Receptor I de TGF beta humano (TGFB1) (NP_004603.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36897
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo