


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor I De Tgf Beta (Tgfbr1) Para Wb Y Elisa - P36897

Número de artículo: CM0016349



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TGFBR1 humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización TGF-beta, la proliferación celular, la transición epitelio-mesénquima y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TGF beta Receptor I (TGFBR1) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGF beta Receptor I (TGFBR1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	7046
GeneID	7046
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del Receptor I de TGF beta humano (TGFBR1) (NP_004603.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36897
Peso Proteico	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo