


Anticuerpo Monoclonal Anti Receptor Tgf Beta II Para Wb - P37173

Número de artículo: CM0003567



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al receptor TGF beta II humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación de la vía de señalización de TGF-beta y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TGF beta Receptor II Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR11; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFBeta-R11; Receptor TGF beta II (TGFB2)
Especie	Humano
ID genético	7048
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-130 del receptor TGF beta II humano (TGFB2) (P37173))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P37173
Peso proteico	65kDa/67kDa/9kDa
Envío	Bolsa de hielo