


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor II Del Tgf Beta (Tgfbr2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37173

Número de artículo: CM0014594



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el receptor tipo 2 del TGF-beta humano (TGFB2, P37173). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización del TGF-beta en oncología y fibrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGF beta Receptor II Rabbit pAb
Observaciones/alias	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGfbeta-R11; TGF beta Receptor II (TGFB2)
Especie	Humano
GeneID (humano)	7048
GeneID	7048
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-280 del receptor II del TGF beta humano (TGFB2) (NP_003233.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P37173
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo