

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tgfa Para Wb, Elisa - P01135

Número de artículo: CM0013185



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TGFA humano, validado para WB y ELISA. Reconoce TGFA humano y de ratón; adecuado para estudios de la señalización de EGFR y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGFA pAb de conejo
Observaciones/Alias	TFGA; TGFA
Especie	Humano
ID del gen	7039
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-98 de TGFA humano (NP_001093161.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P01135
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo