

Anticuerpo Policlonal Anti-Tgfb1I1 Para Wb, Elisa - O43294

Número de artículo: CM0029691

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TGFB1I1 (HIC5/ARA55) para aplicaciones de Western Blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata; detecta una proteína de ~50 kDa. Ideal para investigación de señalización celular y adhesiones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TGFB1I1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB1I1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7041
GeneID	7041
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-220 del TGFB1I1 humano (NP_001035919.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43294
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo