

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tgfb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61812

Número de artículo: CM0020048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TGFB2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirigido contra la proproteína TGF-beta2, un regulador clave de la angiogénesis y el desarrollo cardíaco, ideal para la investigación en IVD y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGFB2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7042
ID del gen	7042
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-160 de TGFB2 humano (NP_001129071.1)
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P61812
Peso molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo