


Anticuerpo Policlonal Anti-Tgfb3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10600

Número de artículo: CM0026578



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TGFB3, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con TGFB3 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de TGF- β , la embriogénesis y la diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TGFB3
Observaciones/Alias	ARVD; LDS5; RNHF; ARVD1; TGF-beta3; TGFB3
Especie	Humano
ID del Gen	7043
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-300 de TGFB3 humano (NP_003230.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10600
Peso Molecular de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo