


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tgfb1 (Bigh3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Número de artículo: CM0006405



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TGFBI (proteína ig-h3 inducida por el factor de crecimiento transformante beta), validado para WB, IHC-P y ELISA. Tiene reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Apto para investigación de adhesión celular, distrofia corneal y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGF beta inducido (TGFBI) mAb de conejo
Notas/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta inducido (TGFBI)
Especie	Humano
GeneID (humano)	7045
GeneID	7045
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 550-650 del TGFBI humano (NP_000349.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15582
Peso molecular de la proteína	74KDa
Envío	Bolsa de hielo