


Anticuerpo Policlonico Anti-Tgfb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15582

Número de artículo: CM0029759



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TGFBI (BIGH3) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta TGFBI humano, de ratón y de rata. Útil para el estudio de la adhesión celular, la matriz extracelular y las distrofias corneales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	TGF beta induced (TGFB1) pAb de conejo
Notas/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFB1)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7045
ID del Gen	7045
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 550-650 de TGF beta induced (TGFB1) humano (NP_000349.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15582
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo