


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tgfb1 (Inducido Por Tgf Beta) Para Wb Y Elisa - Q15582

Número de artículo: CM0004300



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la proteína TGFBI humana (inducida por TGF beta) para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Esencial para la investigación de adhesión celular y distrofia corneal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra TGF beta inducido (TGFBI)
Observaciones/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta inducido (TGFBI)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7045
ID del gen	7045
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 550-650 de la proteína TGF beta inducida (TGFBI) humana (NP_000349.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15582
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo