


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tgfb1 (Tgf Beta Inducida) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Número de artículo: CM0004943



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TGFB1 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta TGFB1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de adhesión celular, distrofia corneal y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TGF beta inducida (TGFB1) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSD, CDB1, CDG2, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1, BIGH3, CDGG1, TGF beta inducida (TGFB1)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7045
ID de Gen	7045
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15582
Peso Proteico	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo