

Anticuerpo Policlonal Anti-Tgif1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15583

Número de artículo: CM0019902



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TGIF1 humano (SWISS: Q15583). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para estudios de regulación de la transcripción y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGIF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HPE4; TGIF; TGIF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7050
GeneID	7050
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-340 de TGIF1 humano (NP_733796.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15583
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo