


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tgm1 Para Wb Y Elisa - P22735

Número de artículo: CM0018521



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TGM1 humana (transglutaminasa-1) para WB y ELISA. Detecta TGM1 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de cornificación epidérmica, reticulación de proteínas y función de barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LI; KTG; LI1; TGK; ICR2; ARCI1; TGASE; TGM1
Especie	Humano
ID del gen	7051
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-280 de la TGM1 humana (NP_000350.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22735
Peso de la proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo