

Anticuerpo Policlonal Anti-Tgm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Número de artículo: CM0026877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TGM3 humano (Transglutaminasa 3). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína endógena TGM3 (~77 kDa). Reacciona de forma cruzada con TGM3 humano y de ratón. Ideal para estudios de cornificación y biología de la piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGM3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TGE; UHS2; TGM3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7053
ID de gen	7053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de TGM3 humano (NP_003236.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08188
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo