

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tgm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Número de artículo: CM0021739



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TGM3 humano (Transglutaminasa 3). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de diferenciación de queratinocitos, formación de la envoltura córnea y endurecimiento del folículo piloso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-TGM3
Observaciones/Alias	TGM3; TGE; UHS2; transglutaminasa 3
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	7053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 291-480 de TGM3 humano (NP_003236.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08188
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo