

Anticuerpo Policlonal Anti-Tgm5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43548

Número de artículo: CM0026722

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra la TGM5 humana (Transglutaminasa 5), validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para investigación de reticulación y envoltura cornificada en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TGM5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9333
GeneID	9333
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 461-720 de la TGM5 humana (NP_963925.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43548
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo