


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tgn46/Tgoln2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Número de artículo: CM0003870



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TGN46 humano (TGOLN2), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Útil para estudiar el tráfico de membranas de la red trans-Golgi y marcadores de orgánulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TGN46/TGOLN2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTGN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10618
ID de Gen	10618
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TGN46/TGOLN2 humano (O43493)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43493
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo