


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tgn46/Tgoln2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Número de artículo: CM0019293



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TGN46/TGOLN2 humano, adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a una proteína clave de la red trans-Golgi implicada en la regulación del tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TGN46/TGOLN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10618
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 323-423 de TGN46/TGOLN2 humano (NP_006455.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43493
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo