

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thada Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Yhu6

Número de artículo: CM0025306



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la THADA humana (proteína asociada a adenoma de tiroides, GITA/ARMC13). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la 2'-O-metilación del ARNt y la biología del adenoma de tiroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	THADA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GITA; ARMC13; Trm732; THADA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	63892
ID del gen	63892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1684-1953 de la THADA humana (NP_071348.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6YHU6
Peso molecular de la proteína	220 kDa
Envío	Bolsa de hielo