

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thap3 Para Wb, Elisa - Q8Wtv1

Número de artículo: CM0012931

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THAP3 humano (ID de gen: 90326), validado para Western blotting y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación de la transcripción de RRM1 por el complejo THAP1/THAP3-HCFC1-OGT. Peso: 27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	THAP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	THAP3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	90326
ID de gen	90326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-239 de THAP3 humano (NP_001182682.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8WTV1
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo