

Anticuerpo Policlonal Anti-Thbs1 Para Ihq-P, Elisa - P07996

Número de artículo: CM0022722



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-THBS1 validado para IHQ-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Dirige contra la trombospodina-1 de 129 kDa, una glicoproteína adhesiva multifuncional involucrada en la angiogénesis y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THBS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7057
GeneID	7057
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de THBS1 humano (NP_003237.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P07996
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo