

Anticuerpo Policlonal Anti-Thbs1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07996

Número de artículo: CM0020535



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Trombospondina-1 (THBS1) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. El inmunógeno recombinante corresponde a los aminoácidos 19-352 de la THBS1 humana. Ideal para estudios de angiogénesis, inflamación y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THBS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7057
GeneID	7057
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-352 de la THBS1 humana (NP_003237.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07996
Peso de la Proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo