

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Thbs1 Para Wb - P07996

Número de artículo: CM0010494



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-THBS1 de alta calidad validado para WB, IP, IHC-P y ELISA. Detecta THBS1 humano, de ratón y de rata (UniProt P07996). Ideal para investigación en inflamación, angiogénesis y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	THBS1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7057
GeneID	7057
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 19-34 de THBS1 humana (NP_003237.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07996
Peso de la proteína	129 kDa/120 kDa
Envío	Bolsa de hielo