

Anticuerpo Policlonal Anti-Thbs2 Para Wb, Elisa - P35442

Número de artículo: CM0030377



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THBS2 humano (Trombospondina-2). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para estudios de adhesión celular y antiangiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THBS2 pAb de Conejo
Observaciones / Alias	TSP2, THBS2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7058
ID de Gen	7058
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-280 del THBS2 humano (NP_003238.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35442
Peso Proteico	130 kDa
Envío	Bolsa de hielo