


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tioredoxina 1 (Trx1/Txn) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10599

Número de artículo: CM0011640



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Thioredoxina 1 (Trx1/TXN) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Está involucrado en la regulación redox, apoptosis y control transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Thioredoxina 1 (Trx1/TXN)
Observaciones/Alias	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7295
GeneID	7295
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 26-105 de Thioredoxina 1 (Trx1/TXN) humana (P10599).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10599
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo