


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tioredoxina 1 (Trx1/Txn) - P10599

Número de artículo: CM0028863



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Tioredoxina 1 humana (Trx1/TXN). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de señalización redox y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Tioredoxina 1 (Trx1/TXN)
Observaciones/Alias	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Tioredoxina 1 (Trx1/TXN)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7295
GeneID	7295
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10599
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo