

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tiorredoxina Reductasa 2 (Txnrd2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnw7

Número de artículo: CM0029125

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo basado en recombinante dirigido a la Tiorredoxina reductasa 2 (TXNRD2) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para estudios de homeostasis redox mitocondrial y ERO.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Tiorredoxina reductasa 2 (TXNRD2)
Observaciones/Alias	TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Tiorredoxina reductasa 2 (TXNRD2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10587
GeneID	10587
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-310 de la Tiorredoxina reductasa 2 (TXNRD2) humana (NP_006431.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NNW7
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo