

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thnsl1 Para Wb Y Elisa - Q8lyq7

Número de artículo: CM0021843

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-THNSL1 validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Es útil para la investigación de la treonina sintasa similar 1 en estudios de acetilación y proteómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	THNSL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSH1; THNSL1
Especie	Humano
GeneID	79896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 534-743 de THNSL1 humano (NP_079114.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IYQ7
Peso molecular de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo