


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thoc2 Para Wb Y Elisa - Q8Ni27

Número de artículo: CM0023460



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THOC2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para la investigación de exportación de mRNA y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THOC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dj506G2.1, THOC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57187
GeneID	57187
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del THOC2 humano (NP_001075019.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8Ni27
Peso Proteico	183kDa
Envío	Bolsa de hielo