


Anticuerpo Policlonal Anti-Thoc3 Para Wb, Elisa - Q96J01

Número de artículo: CM0013572



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra THOC3, un componente del complejo TREX implicado en la exportación del ARNm. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar el procesamiento del ARNm y los mecanismos de exportación nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	THOC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	THO3; hTREX45; THOC3
Especie	Humano
GeneID (humano)	84321
GeneID	84321
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q96J01
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo