


Anticuerpo Policlonal Anti-Thoc6 Para Wb - Q86W42

Número de artículo: CM0019183



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra THOC6 humano (WDR58/fSAP35) para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigación en procesamiento de ARNm y exportación nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THOC6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6
Especie	Humano
ID del Gen	79228
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de THOC6 humano (NP_077315.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86W42
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo