


Anticuerpo Policlonal Anti-Thoc7 Para Wb, Elisa - Q6I9Y2

Número de artículo: CM0017650



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra THOC7, adecuado para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la exportación de mRNA y la función del complejo TREX.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THOC7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
Especie	Humano
ID de Gen	80145
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6I9Y2
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo