


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thop1 Para Wb, Elisa - P52888

Número de artículo: CM0030867



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THOP1 humano, validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata; detecta la oligopeptidasa thimet de 79kDa implicada en el metabolismo de neuropéptidos y la degradación de beta-amiloide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THOP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7064
ID del Gen	7064
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de THOP1 humano (NP_003240.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52888
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo