


Anticuerpo Policlonal Anti-Thpo Para Wb, Elisa - P40225

Número de artículo: CM0019673



Introducción

THPO Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, que reconoce THPO de humano, ratón y rata. Detecta una proteína de ~38 kDa; ideal para estudiar la trombopoyesis, la regulación plaquetaria y el desarrollo de megacariocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THPO Rabbit pAb
Notas/Alias	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7066
GeneID	7066
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-349 de la THPO humana (NP_001171068.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40225
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo