

Anticuerpo Policlonal Anti-Thra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10827

Número de artículo: CM0030230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THRA (receptor de hormona tiroidea alfa), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de transcripción de receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THRA Conejo pAb
Observaciones/Alias	AR7; EAR7; ERBA; CHNG6; ERBA1; NR1A1; THRA1; THRA2; c-erbA; ERB-T-1; TRalpha; THRalpha; TRalpha1; TRalpha2; c-ERBA-1; THRalpha1; THRalpha2; THRA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7067
GeneID	7067
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10827
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo