

Anticuerpo Policlonal Anti-Thrap3 Para Wb - Q9Y2W1

Número de artículo: CM0029955

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THRAP3 (TRAP150), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el empalme de pre-ARNm, la degradación de ARNm y la regulación del reloj circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THRAP3 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9967
ID de Gen	9967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-500 de THRAP3 humano (NP_005110.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2W1
Peso Molecular de la Proteína	109kDa
Envío	Bolsa de hielo