

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sintasa De Tromboxano Para Wb Y Elisa - P24557

Número de artículo: CM0008345

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la sintasa de tromboxano humana (TXAS/CYP5A1) validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de señalización de tromboxano y función plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sintasa de tromboxano mAb de conejo
Observaciones/Alias	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Sintasa de tromboxano
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6916
GeneID	6916
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la sintasa de tromboxano humana (P24557)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24557
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo