

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tromboxano Sintasa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24557

Número de artículo: CM0023216

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra tromboxano sintasa (P24557) validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar la síntesis de tromboxano A2, la agregación plaquetaria y la vasoconstricción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra tromboxano sintasa
Observaciones/Alias	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Tromboxano sintasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6916
GeneID	6916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 355-534 de la tromboxano sintasa humana (NP_001052.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24557
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo