

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thrsp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92748

Número de artículo: CM0029423

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo THRSP para WB, IF/ICC, ELISA detecta la proteína hepática inducible por hormona tiroidea. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Herramienta esencial para la investigación de lipogénesis y transcripción. Q92748.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THRSP Conejo pAb
Observaciones/Alias	S14; Lpgp; THRP; LPGP1; SPOT14; THRSP
Especie	Humano
ID de Gene (Humano)	7069
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 del THRSP humano (NP_003242.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92748
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo