


Anticuerpo Policlonal Anti-Timidina Quinasa 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04183

Número de artículo: CM0026729



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Timidina Quinasa 1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad en humanos, ratón y rata. La timidina quinasa 1 es una enzima regulada por el ciclo celular esencial para el metabolismo de nucleótidos y la activación de profármacos. Adecuado para investigación sobre cáncer y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Thymidine Kinase 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TK2; Thymidine Kinase 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7083
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-194 de la Timidina Quinasa 1 humana (NP_003249.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04183
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo