


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Timidina Quinasa 1 (Tk1) Para Wb Y Elisa - P04183

Número de artículo: CM0002438



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Timidina Quinasa 1 (TK1) humana, validado para WB y ELISA. Útil para el estudio del metabolismo de nucleótidos, el ciclo celular y la síntesis de ADN. Reconoce una enzima citosólica con un peso molecular predicho de 25 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Timidina Quinasa 1
Observaciones/Alias	TK2; Timidina Quinasa 1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7083
ID de gen	7083
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Timidina Quinasa 1 humana (P04183).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04183
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo