

Anticuerpo Policlonal Anti-Timidilato Sintasa (Tsy), Validado Ko - P04818

Número de artículo: CM0024110



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la timidilato sintasa (TYSY) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo de nucleótidos y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] TYSY Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7298
GenelD	7298
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-313 de TYSY humano (NP_001062.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04818
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo